

PID: LSB xx

UID: 047-03-1-LSB-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 09:24



ŁAŻNIE WODNE Z WYTRZĄSANIEM SERII GRANT LSB12 I LSB18



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnie wodne **LSB Aqua Pro firmy Grant** to niezawodne urządzenia z wytrząsaniem liniowym, doskonałą jednorodnością i rozkładem temperatury.

Dodatkowo szeroka gama dostępnych akcesoriów zapewnia najlepsze rozwiązanie dla każdej wykonywanej procedury. Różne rodzaje naczyń mogą być bezpiecznie mocowane przy pomocy dostępnych wysokiej jakości sprężyn, klamer i stelaży.

MODELE

- Aqua Pro LSB12
- Aqua Pro LSB18

SPECYFIKACJA

MODEL	LSB12	LSB18
Pojemność [L]	12	18
Min. objętość robocza [L]	5	8
Min. głębokość robocza [mm]	60	
Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do 99	

Jednorodność [°C]	±0,1	
Stabilność temperatury [°C]	±0,1	
Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]	0,1	
Zakres kontroli prędkości wytrząsania		
Orbitalny [obr./min]	-	
Orbitalny - średnica [mm]	-	
Liniowy [obr./min]	20-200 (w zależności od obciążenia)	
Liniowy - długość odchylenia [mm]	20	
Wymiary tacy wytrząsającej (W x D) [mm]	235 x 240	235 x 420
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	360 x 335 x 275	565 x 335 x 275
Timer [min]	1-999	
Waga [kg]	9,2	11,2
Zabezpieczenie	ochrona przed przegrzaniem / automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie cieczy	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- taca uniwersalna,
- taca i uchwyty na butelki,
- taca i stelaże na probówki,
- taca perforowana,
- cewka chłodząca,
- cewka wymiany ciepła.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl