

PID: BS-010216-DK

UID: BS-010216-DK

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024 12:17



# PLATFORMA P-02/05 DO WYTRZĄSARKI MPS-1



## OPIS OGÓLNY

Platforma **P-02/05** do wytrząsarki **MPS-1** na 24 mikroprobówki o pojemności 0,5 mL oraz 48 mikroprobówek o pojemności 0,2 mL.

## MODELE

- **P-02/05**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl