

STELAŻE NA PUDEŁKA WYS. 50 MM DO ZAMRAŻAREK PIONOWYCH



OPIS OGÓLNY

Stelaże ze stali nierdzewnej do zamrażarek pionowych na pudełka o wys. 50 mm:

- **TE23120** (168 x 419 x 139 mm) 3 x 3 = 9,
- **TE23122** (221 x 419 x 139 mm) 4 x 3 = 12,
- **TE23124** (276 x 419 x 139 mm) 5 x 3 = 15,
- **TE23130** (168 x 558 x 139 mm) 3 x 4 = 12,
- **TE23132** (221 x 558 x 139 mm) 4 x 4 = 16,
- **TE23134** (276 x 558 x 139 mm) 5 x 4 = 20,
- **TE23136** (331 x 558 x 139 mm) 6 x 4 = 24,
- **TE23138** (386 x 558 x 139 mm) 7 x 4 = 28,
- **TE23150** (168 x 697 x 139 mm) 3 x 5 = 15,
- **TE23152** (221 x 697 x 139 mm) 4 x 5 = 20,
- **TE23154** (276 x 697 x 139 mm) 5 x 5 = 25,
- **TE23156** (331 x 697 x 139 mm) 6 x 5 = 30.

MODELE

- **TE23120**
- **TE23122**
- **TE23124**
- **TE23130**
- **TE23132**
- **TE23134**
- **TE23136**
- **TE23138**
- **TE23150**
- **TE23152**
- **TE23154**
- **TE23156**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl